



受託NoS17-03990

発行日 2017年11月7日

検査結果報告書

ユニテカゲーメンテック株式会社
リサーチラボ事業本部

大阪府貝塚市津田南町28番55号

TEL 072-437-0055

FAX 072-437-0033

発行責任者 池田 武彦

依頼者 株式会社アクアヴェール

件名 堀山 様
皮膚水分率測定

受託日 2017年10月27日

| | | |
|-----|----|-----|
| 本部長 | 品管 | 主管G |
| | | |

試験項目及び結果

| | HJ32674 | | |
|-------------|-------------|----------|---------------|
| | ① コーゲン加工 | ② 未加工 | |
| *皮膚水分率 % | | | モイスチャーチェッカー使用 |
| 被験者A(30代男性) | | | |
| 初期 | 34.6 | 34.2 | |
| 試料貼付後 | 35.4 | 34.2 | |
| 差 | 0.8 | 0.0 | |
| 被験者B(40代女性) | | | |
| 初期 | 26.2 | 25.8 | |
| 試料貼付後 | 27.8 | 26.5 | |
| 差 | 1.6 | 0.7 | |
| 被験者C(40代女性) | | | |
| 初期 | 31.1 | 30.7 | |
| 試料貼付後 | 32.7 | 31.8 | |
| 差 | 1.6 | 1.1 | |
| 平均 | | | |
| 初期 | 30.6 | 30.2 | |
| 試料貼付後 | 32.0 | 30.8 | |
| 差 | 1.3 | 0.6 | |

<備考>

皮膚水分率試験方法: 5×5cmの試験片に水0.3ml滴下後、被験者の二の腕に8時間貼り付ける。
貼り付け前及び8時間経過後の皮膚水分率をモイスチャーチェッカーを用いて測定する。

試料

貼付試料なし